

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



Врачам, для контроля состояния пациентов при высоких нагрузках и корректной диагностике заболеваний



Спортсменам и тренерам, для понимания возможностей тела и составлению правильной тактики тренировок



WIFI



BLE



WHITE LABEL



APP



CLOUD

MIRCOD

КАК ВЫГЛЯДИТ?

Небольшое устройство, размером с наручные часы, со сменным картриджем-электродом. Специалисты по электрохимическим методам анализа из МГУ им. Ломносова выявили корреляцию между количеством молочной кислоты в поте и в крови. Совместно с инженерами MIRCOD, используя данную зависимость, было создано устройство, позволяющее определять уровень молочной кислоты в режиме реального времени.

ЧТО ДЕЛАЕТ?

Позволяет определить уровень молочной кислоты путем анализа пота, без забора крови.

ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ



www.mircod.com